

HG®

KÜCHE

KÜCHEN ROHRFREI

bei Verstopfungen
durch Fett und
Speisereste

1000 ml e

HG Küchen Rohrfrei

- bei Verstopfungen durch Fett und Speisereste
- professionelle Enzymformel

HG Küchen Rohrfrei wurde speziell zur Reinigung sehr hartnäckiger Verstopfungen durch Fett und Nahrungsmittelreste entwickelt. Das professionelle Produkt arbeitet auf der Basis speziell ausgewählter natürlicher Enzyme und Mikroben und ist vollkommen biologisch abbaubar. Absolut sicher für alle Arten von Entwässerungsrohren und Faulbehältern. **HG Küchen Rohrfrei** stärkt die Bakterienkultur in Abwassertanks.

Gebrauchsanweisung:

Bei verstopften Abflussrohren: Eventuell vorhandene Wasserrückstände aus Spüle oder Ausguss abschöpfen. Mindestens 300 ml **HG Küchen Rohrfrei** in den Abfluss geben. Anschließend die gleiche Menge lauwarmes Wasser hinterher gießen, damit **HG Küchen Rohrfrei** aktiviert wird. Lassen Sie das Produkt über einige Stunden einwirken, um den Schmutzpfropfen "wegzufressen" (dauert minimal 6 Stunden). Danach den Abfluss mit Wasser durchspülen.

Wasser fließt zu langsam ab: Lassen Sie zunächst für die Dauer einer Minute lauwarmes Wasser durch den Abfluss laufen. Anschließend mindestens 300 ml **HG Küchen Rohrfrei** in den Abfluss schütten und danach mit der gleichen Menge lauwarmen Wassers nachspülen, damit **HG Küchen Rohrfrei** aktiviert wird. Lassen Sie das Produkt über einige Stunden einwirken, um den Schmutzpfropfen "wegzufressen" (dauert minimal 6 Stunden). Danach den Abfluss mit Wasser durchspülen.

Zur Vermeidung von Verstopfungen/unangenehmen Gerüchen: Einmal alle zwei Wochen einen Schuss (25 ml) **HG Küchen Rohrfrei** in den Abfluss schütten.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. **HG Küchen Rohrfrei** so einsetzen, dass Sie den Abfluss während der ersten 6 bis 8 Stunden nicht benötigen – beispielsweise spät Abends. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Frost schützen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.



0548100110005
2508

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU
Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

enthält u.a.:	
anionische Tenside	< 5%
Konservierungsmittel: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, enzyme	

HG Hält was es verspricht.